先導子バルーン NTワイヤーセット

先導子バルーン型 ガイド L-3500




先導子にバルーンを付与することにより、 更に奥までチューブを挿入することができます。


特長と利点


先導子に付いたバルーンによって腸管の引っ掛かりを解除でき、 蠕動運動を利用してさらに肛門側へ押し進めることができます。


Kerckring皺襞や小腸屈曲部でチューブ先端が引っ掛かる場合、先導子バルーンを少し膨らませることで引っ掛かりを解除 することができます。また、蠕動運動を利用して押し込むことにより、さらに肛門側に進めることができます。













胃内でチューブを直線化することにより、押し込む力を チューブ先端へダイレクトに伝えることができます。

チューブ先端が少しでも幽門輪を越えた時、先導子バルーンを膨らませてチューブを牽引し、胃内のチューブのたわみをとり ストレート化することによって、チューブの先端を十二指腸下行脚に向かせることができます。この時、バルーンを少し縮めて 十二指腸内を滑りやすいようにした方が良い場合があります。










注意: 先導子バルーンを常時膨らませたままにしておくと、バルーンと閉塞部の間の腸管内圧が高くなってしまう恐れがあります。 留置する場合は、先導子バルーンを収縮させて留置(後方)バルーンを拡張し、先端側孔が有効となるようにしてください。

品目コード	サイズ呼称	全長	バルーン	チューブ色	先端タイプ	親水性Ni-Ti ガイドワイヤー	JANコ ー ド
800 001 1736	16 Fr	3000mm	先導子:透明 留 置:造影	透明	開孔	1.32mm (0.052") 孔 L-3500mm 両端軟化型	4542187174984
800 001 1737	18 Fr			7297	刊订		4542187174991

NTワイヤーセット バリエーション	Ni-Ti製ガ/ L-3500 (両端軟化型)	イドワイヤー L-5000	チューブ先端形状
親水性イレウスチューブ (先導子バルーン NTワイヤーセット)	•		先導子バルーン型
親水性イレウスチューブ (ES NTワイヤーセット)		•	先導子バルーン型
親水性イレウスチューブ (CP-II NTワイヤーセット)	•	•	ノーマル型


ポート付コネクターの使用方法

ポート付コネクターのねじ込みキャップを締め込み、ポート からチューブ内腔に20mL以上の滅菌蒸留水を追加注入 することにより、手技中、親水性ガイドワイヤーが常に濡れ ている状態とすることができます。



ガイドワイヤー固定具の使用方法


ガイドワイヤー固定具のレバーを回し、親水性ガイドワイヤ ーを固定具のレバーに挟み込むことにより、親水性ガイドワ イヤーを固定させることができます。



先導子バルーンに関する注意:

先導子バルーンを常時膨らませたままにし ておくと、バルーンと閉塞部の間の腸管内 圧が高くなってしまう恐れがあります。

留置する場合は、先導子バルーンを収縮さ せて留置(後方)バルーンを拡張し、先端側 孔が有効となるようにしてください。





医学書院「イレウスチューブ -基本と操作テクニックー」 (上泉 洋 著)



本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25 ホームページ http://www.createmedic.co.jp

親水性イレウスチューブ 医療機器承認番号: 21300BZZ00427000



NTワイヤーセットシリーズ



CREATE MEDIC CO.,LTD.

クリニーイレウスチューブに、 曲がり癖がつきにくいNi-Ti製ガイドワイヤーが セットになりました。

(エアーベントロ) (一方弁)

Ni-Ti製 ガイドワイヤー

先端に球状ヘッドを採用


チューブ側孔を球状ヘッド が通過しない形状とする ことで、側孔からのガイド ワイヤーの飛び出しを軽減



先端柔軟長を選択可能 (全長3500mmのみ)

0.052インチの太径ガイドワイヤーを 採用。先端柔軟長が8cmと15cmの 両端軟化型ガイドワイヤーは、術者の 好みに応じた柔軟長が選択可能です。

従来品との折り曲げ実験結果



超弾性の性質を持つ、Ni-Ti(ニッケルチタン) を中核部分に採用。曲がり癖がつきにくく、 ストレスレスな手技をサポートします。

▍親水性イレウスチューブ

チューブ内腔への 親水性コーティング

イレウスチューブ内腔の親水性コーティングが、 ガイドワイヤーの良好な滑性に寄与します。

エアーベントロからの 造影剤注入が可能

エアーベントロから造影剤を注入することが できますので、従来のメインルーメンを使用した 方法に比べ、より先端から造影剤を注入する ことができます。

※水溶性造影剤は3倍以上希釈(推奨)し、20mLのシリンジをご使用ください。 *注入に際しては、一時的に一方弁を取り外してください。 *腸管造影後、速やかに微温湯(20mL以上)とエアー(20mL以上)による

バルーンへの 注排水時の負荷を軽減



バルーンルーメンを拡大し、 バルーン注排水時の負荷を 軽減しました。 ※バルーンへの注水は20mLのシリンジを ご使用ください。

先導子バルーン型 ガイド L-5000



経鼻・経口内視鏡下挿入法(ガイドワイヤー法)に対応、 手技時間・被曝時間を短縮することができます。

簡単な手順

経鼻内視鏡を用いた方法 ※で使用に際しては必ず添付文書をで一読ください。

鉗子口よりG/Wを挿入し、



内視鏡を経鼻的に



先行させる。

G/Wを5cm程引き抜き、チューブとG/Wを 内に滅菌蒸留水を注入する。


ES NTワイヤーセット



内視鏡を抜去する。



G/Wが抜けてこないように G/Wに沿わせてチューブを挿入する。




同時に5cm程挿入する操作を繰り返し、

可能な限りチューブを進める。

十二指腸下行脚まで挿入する。 内視鏡先端からG/Wを







チューブ先端がG/W先端まで到達したら、 留置位置決定後、留置パルーン G/Wを抜去する。

バルーンが蠕動運動によって 閉塞部位まで運ばれて行くので、 吸引側孔(留置バルーン末端から 約10cmまで)が十二指腸内に 入っていることを確認後、 吸引・減圧を行う。

注意: 先導子バルーンを常時膨らませたままにしておくと、バルーンと閉塞部の間の腸管内圧が高くなってしまう恐れがあります。 留置する場合は、先導子バルーンを収縮させて留置(後方)バルーンを拡張し、先端側孔が有効となるようにしてください。

品目コード	サイズ呼称	全長	バルーン	チューブ色	先端タイプ	親水性Ni-Ti ガイドワイヤー	JANコード
800 001 1738	16 Fr	3000mm	先導子:透明 留 置:造影	透明	開孔	1.32mm (0.052") L-5000mm	4542187175004
800 001 1741	18 Fr						4542187175011

CP-II NTワイヤーセット

先導子ノーマル型 ガイド L-3500/5000



側孔からのガイドワイヤー飛び出しを軽減、 術者のストレスを軽減することができます。

品目コード	サイズ呼称	全長	バルーン	チューブ色	先端タイプ	│ 親水性Ni-Ti ガイドワイヤー│	JANコード
800 001 1728	16 Fr	3000mm	シングル			1.32mm (0.052") L-3500mm 両端軟化型	4542187174908
800 001 1729	18 Fr						4542187174915
800 001 1732	16 Fr		ダブル				4542187174946
800 001 1733	18 Fr			透明	開孔		4542187174953
800 001 1730	16 Fr		シングル			1,32mm (0.052") L-5000mm	4542187174922
800 001 1731	18 Fr						4542187174939
800 001 1734	16 Fr		ダブル				4542187174960

イレウスチューブ(パスワインダーNT)

ガイド ワイヤー L-3500/5000

承認番号: 20100BZZ01093000

操作性に優れた超弾性合金 Ni-Ti(ニッケルチタン)製

耐久性に優れ、曲がり癖が着きにくい素材の 超弾性合金Ni-Ti (ニッケルチタン)を採用。 優れた操作性で、ストレスレスな手技をサポートします。

柔軟な先端部

コア先端の特殊形状によって先端部の柔軟性を実現。 操作時の安全性に配慮しました。

良好な滑性を実現する親水性コーティング

表面処理は、水に濡れると滑性が生じる親水性コーティング。 厚い被膜が摩擦抵抗を減少させます。



品目コード	外径	全長	先端柔軟部	表面処理	JAN⊐ード
800 001 1739	1.32mm	3500mm	両端軟化型 ストレート	親水性コート	4542187175486
800 001 1740	(0.052")	5000mm	ストレート	祝小注コート	4542187175493