

胃カテーテル 医療機器承認番号 15900BZZ00846000

マーゲンゾンデ 栄養用 ファネル付



品目コード	サイズ 呼称	カラーコード	外径-内径 (mm)	全長 (mm)	仕様	JANコード
800 000 3511	10Fr	イエロー	3.3-2.0	1,250	・先端造影チップ ・側孔2穴 ・X線造影ライン ・デプスマーク 先端より35、40、 45、50、60、70、 80、90cm (45のみ強調 マーク)	4542187061208
800 000 3512	12Fr	ホワイト	4.0-2.4			4542187061215
800 000 3513	14Fr	グリーン	4.7-2.9			4542187061222
800 000 3514	16Fr	オレンジ	5.3-3.3			4542187061239
800 000 3515	18Fr	レッド	6.0-3.7			4542187061246
800 000 3516	20Fr	イエロー	6.7-4.1			4542187061253

包装：10本/箱・滅菌済

シリコン ED チューブ 医療機器承認番号 16000BZZ00640000

経鼻用先導子タイプ



品目コード	サイズ 呼称	外径-内径 (mm)	全長 (mm)	先導子 最大径 (mm)	仕様	付属品	JANコード
002 120 0060	6Fr	2.0-1.1	1,500	4.7	・側孔10穴 ・X線造影ライン ・デプスマーク 先端より40、 60、80、100、 120cm	スタイレット：1本 滑剤ポート：1ヶ キャップ：2ヶ	4542187004366
002 120 0070	7Fr	2.3-1.3		5.0			4542187004373
002 120 0080	8Fr	2.7-1.6		5.3			4542187004380
002 120 0090	9Fr	3.0-1.8		5.7			4542187004397
002 120 0120	12Fr	4.0-2.5		6.7			4542187004403

包装：5セット/箱・滅菌済

栄養用チューブ総合カタログ



- 当社は常に研究開発を行っておりますので、製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読下さい。



クリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25 ホームページ：http://www.createmedic.co.jp

札幌 TEL.011 (727) 5611 (代) FAX.011 (727) 8990 千葉 TEL.04 (7141) 2945 (代) FAX.04 (7141) 2946
 盛岡 TEL.019 (606) 1020 (代) FAX.019 (606) 1022 横浜 TEL.045 (943) 2617 (代) FAX.045 (943) 2618
 仙台 TEL.022 (234) 2541 (代) FAX.022 (234) 2530 名古屋 TEL.052 (238) 5670 (代) FAX.052 (241) 5033
 さいたま TEL.048 (640) 6161 (代) FAX.048 (640) 6162 金沢 TEL.076 (260) 1085 (代) FAX.076 (260) 1086
 東京 TEL.03 (3815) 7861 (代) FAX.03 (3815) 7943 大阪 TEL.06 (6944) 0401 (代) FAX.06 (6944) 0400
 広島 TEL.082 (261) 5401 (代) FAX.082 (261) 5402
 福岡 TEL.092 (474) 9911 (代) FAX.092 (474) 9912
 鹿児島 TEL.099 (250) 6391 (代) FAX.099 (250) 6392
 鹿児島 推進室 TEL.045 (943) 3929 (代) FAX.045 (943) 9074


H25.05.3.000

消-037-C



CREATE MEDIC CO.,LTD.

マーゲンゾンデ 栄養用 ファネルキャップ付



◆操作性が簡便な

栄養投与を行な
キャップをするこ
腔を清潔に保つ

また本品に接続
または注入器に
ーンとイエロー
択することができます

◆ファネルキャップ付き◆

わないときはキ
とでチューブ内
ことができます。

する栄養ライン
合わせて、グリ
のどちらかを選
きます。

胃腸カテーテル栄養用ファネルキャップ付



本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省
基準に適合することを示す業界の自主的なマークです



本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省
基準に適合することを示す業界の自主的なマークです



規格

品目コード	サイズ呼称	外径-内径 (mm)	キャップ付 ファネル色	全長 (mm)	仕様	JANコード
800 000 4373	緑 10Fr	3.3 - 2.0	グリーン	1,250	・先端造影チップ ・側孔 2 穴 ・X 線造影ライン ・デブスマーク 先端より 35、40、45、50、 60、70、80、90cm (45 は強調マーク)	4542187069594
800 000 4374	緑 12Fr	4.0 - 2.4				4542187069600
800 000 4375	緑 14Fr	4.7 - 2.9				4542187069617
800 000 4357	緑 16Fr	5.3 - 3.3				4542187069624
800 000 4358	緑 18Fr	6.0 - 3.7				4542187069631
800 000 4359	緑 20Fr	6.7 - 4.1				4542187069648

包装：10本/箱・滅菌済

品目コード	サイズ呼称	外径-内径 (mm)	キャップ付 ファネル色	全長 (mm)	仕様	JANコード
800 000 4360	黄 10Fr	3.3 - 2.0	イエロー	1,250	・先端造影チップ ・側孔 2 穴 ・X 線造影ライン ・デブスマーク 先端より 35、40、45、50、 60、70、80、90cm (45 は強調マーク)	4542187069655
800 000 4361	黄 12Fr	4.0 - 2.4				4542187069662
800 000 4362	黄 14Fr	4.7 - 2.9				4542187069679
800 000 4363	黄 16Fr	5.3 - 3.3				4542187069686
800 000 4364	黄 18Fr	6.0 - 3.7				4542187069693
800 000 4365	黄 20Fr	6.7 - 4.1				4542187069709

包装：10本/箱・滅菌済

規格

品目コード	サイズ呼称	外径-内径 (mm)	キャップ付 ファネル色	全長 (mm)	仕様	JANコード
800 000 4924	緑 10Fr	3.3 - 2.0	グリーン	1,250	・先端開孔 ・側孔 4 穴 ・X 線造影ライン ・デブスマーク 先端より 35 から 50cm まで 5cm 間隔、50 から 90cm まで 10cm 間隔 (45 は強調マーク)	4542187074802
800 000 4925	緑 12Fr	4.0 - 2.4				4542187074819
800 000 4926	緑 14Fr	4.7 - 2.9				4542187074826
800 000 4927	緑 16Fr	5.3 - 3.3				4542187074833

包装：10本/箱・滅菌済

品目コード	サイズ呼称	外径-内径 (mm)	キャップ付 ファネル色	全長 (mm)	仕様	JANコード
800 000 4928	黄 10Fr	3.3 - 2.0	イエロー	1,250	・先端開孔 ・側孔 4 穴 ・X 線造影ライン ・デブスマーク 先端より 35 から 50cm まで 5cm 間隔、50 から 90cm まで 10cm 間隔 (45 は強調マーク)	4542187074840
800 000 4929	黄 12Fr	4.0 - 2.4				4542187074857
800 000 4930	黄 14Fr	4.7 - 2.9				4542187074864
800 000 4931	黄 16Fr	5.3 - 3.3				4542187074871

包装：10本/箱・滅菌済