


ISO 80369-6 神経麻酔

相互接続防止コネクタへの切替対応について

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、表題の件につきまして下記の通りご案内申し上げます。引き続き一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

相互接続防止コネクタの導入について



- 新規格製品と旧規格製品のコネクタは太さや形状が異なるため、相互に接続することができません。
- 新旧規格製品の判別が難しい場合もあるため、包装に記載されている表示とあわせて確認してください。
- 新規格対応品への切替期間は2020年2月末までです。
- ISO80369-6規格の対象となる既存製品は次の通りです。
- 品目コード、WYM No.、JANコードが変わります。

一般的名称	販売名	種類名称
加圧式医薬品注入器	アキュフューザー	持続注入ポンプタイプ・ポーラス注入付加タイプ
		持続注入ポンプタイプ

※ 新規格製品は、神経麻酔分野(ISO80369-6)用として追加発売。従来品と併売となります。

新・現規格製品 対比表

アキュフューザー(持続注入ポンプ・ボラス注入付加タイプ)

ISO80369-6 対応品								従来品					
品目コード	WYM No.	容量 (mL)	持続流速 (mL/hr)	ボラス流量 (mL)	プッシュボタン色	ロックアウト時間 (分)	JANコード	品目コード	WYM No.	JANコード			
8000016151	P0515S-6	60	0.5	0.5	青	15	4542187218145	8000006920	P0515S	4542187126051			
8000016152	P1015S-6		1.0				4542187218152	8000006921	P1015S	4542187126068			
8000016153	P2015S-6		2.0				4542187218169	8000006922	P2015S	4542187126075			
8000016154	P0560S-6		0.5			60	4542187218176	8000006923	P0560S	4542187126082			
8000016155	P2060S-6		2.0				4542187218183	8000006925	P2060S	4542187126105			
8000016130	M1015S-6		1.0				1.0	緑	15	4542187217933	8000006900	M1015S	4542187125856
8000016131	M2015S-6	2.0	4542187217940	8000006901	M2015S	4542187125863							
8000016132	M1060S-6	1.0	60	4542187217957	8000006902	M1060S			4542187125870				
8000016133	M2060S-6	2.0		4542187217964	8000006903	M2060S			4542187125887				
8000016156	P0515M-6	100	0.5	0.5	青	15	4542187218190	8000006926	P0515M	4542187126112			
8000016157	P1015M-6		1.0				4542187218206	8000006927	P1015M	4542187126129			
8000016158	P2015M-6		2.0				4542187218213	8000006928	P2015M	4542187126136			
8000016159	P0560M-6		0.5			60	4542187218220	8000006929	P0560M	4542187126143			
8000016134	M1015M-6		1.0				15	4542187217971	8000006904	M1015M	4542187125894		
8000016135	M2015M-6		2.0					4542187217988	8000006905	M2015M	4542187125900		
8000016136	M1060M-6		1.0	60	緑	4542187217995	8000006906	M1060M	4542187125917				
8000016137	M2060M-6		2.0			4542187218008	8000006907	M2060M	4542187125924				
8000016140	T2015M-6		2.0			2.0	白	15	4542187218039	8000006912	T2015M	4542187125979	
8000016141	T4015M-6		4.0	4542187218046	8000007996				T4015M	4542187136470			
8000016142	T5015M-6		5.0	4542187218053	8000006913				T5015M	4542187125986			
8000016143	T2060M-6		2.0	60	4542187218060			8000006914	T2060M	4542187125993			
8000016144	T4060M-6		4.0		4542187218077			8000007997	T4060M	4542187136487			
8000016145	T5060M-6		5.0		4542187218084			8000006915	T5060M	4542187126006			
8000016138	M1015L-6		300	1.0	1.0	緑	15	4542187218015	8000006908	M1015L	4542187125931		
8000016139	M2015L-6			2.0				4542187218022	8000006909	M2015L	4542187125948		
8000016146	T2015L-6			2.0			2.0	白	15	4542187218091	8000006916	T2015L	4542187126013
8000016147	T4015L-6			4.0						4542187218107	8000007998	T4015L	4542187136494
8000016148	T5015L-6	5.0		4542187218114	8000006917	T5015L			4542187126020				
8000016149	T4060L-6	4.0		60	4542187218121	8000007999			T4060L	4542187136500			
8000016150	T5060L-6	5.0			4542187218138	8000006919	T5060L	4542187126044					

● 新規格製品は、神経麻酔分野 (ISO80369-6) 用として追加発売。従来品と併売となります。

包装: 10 個/箱・滅菌済

アキュフューザー(持続注入ポンプタイプ)

ISO80369-6 対応品							従来品		
品目コード	WYM No.	容量 (mL)	持続流速 (mL/hr)	ラベル色	使用時間	JANコード	品目コード	WYM No.	JANコード
8000016160	C0005S-6	60	0.5	● レッド	5.0	4542187218237	8000006888	C0005S	4542187125726
8000016161	C0010S-6		1.0	● ブルー	2.5	4542187218244	8000006889	C0010S	4542187125733
8000016162	C0020S-6		2.0	● イエロー	1.2	4542187218251	8000006890	C0020S	4542187125740
8000016163	C0005M-6	100	0.5	● レッド	8.3	4542187218268	8000006892	C0005M	4542187125764
8000016164	C0010M-6		1.0	● ブルー	4.1	4542187218275	8000006893	C0010M	4542187125771
8000016165	C0020M-6		2.0	● イエロー	2.0	4542187218282	8000006894	C0020M	4542187125788
8000016166	C0040M-6	300	4.0	● オレンジ	1.0	4542187218299	8000007994	C0040M	4542187136456
8000016167	C0020L-6		2.0	● イエロー	6.2	4542187218305	8000006897	C0020L	4542187125825
8000016168	C0040L-6		4.0	● オレンジ	3.1	4542187218312	8000007995	C0040L	4542187136463
8000016169	C0050L-6		5.0	● グリーン	2.5	4542187218329	8000006898	C0050L	4542187125832

● 新規格製品は、神経麻酔分野 (ISO80369-6) 用として追加発売。従来品と併売となります。

包装: 10 個/箱・滅菌済