

胃瘻交換用カテーテル

(クリニー コンパクトタイプ)

医療機器認証番号 21600BZZ00449000

ISO 80369-3 対応



縦と横に固定可能な固定板と
コンパクトなシャフト長



● 規 格

品目コード	サイズ呼称	規定容量	カテーテル全長	JAN コード
800 001 6311	14Fr	3m L	150mm	4542187219753
800 001 6312	16Fr			4542187219760
800 001 6313	18Fr			4542187219777
800 001 6314	20Fr			4542187219784
800 001 6315	22Fr			4542187219791
800 001 6316	24Fr			4542187219807

2本/箱・滅菌済

- カテーテル仕様：X線造影ライン入り, バルーン後端から 20~60mmまで 10mm間隔のデプスマーク, 先端開孔
- 交換用ロッド付

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

