

胃瘻クリニカルキット

(クリニー クリニカルキット)

医療機器認証番号 220AABZX00342000

ISO 80369-3 対応



往診の際も使いやすい
交換用カテーテルキット

● 規 格

品目コード	サイズ呼称	規定容量	カテーテル全長	JAN コード
800 001 6373	14Fr	10m L	225mm	4542187220384
800 001 6374	16Fr			4542187220391
800 001 6375	18Fr	15m L		4542187220407
800 001 6376	20Fr			4542187220414
◆800 001 6377	22Fr	20m L		4542187220421
800 001 6378	24Fr			4542187220438

◆印は受注生産品です

1キット/箱・滅菌済

- カテーテル仕様：X線造影ライン入り, バルーン後端から 20~100mmまで 10mm間隔のデプスマーク, 先端開孔
- ガイドワイヤー仕様：外径/1.32mm(0.052") 全長/600mm 固定式ストレート(先端軟化型)
- ISO 80369-3 シリンジ ●滅菌水入りバルーン拡張器 ●バルーン拡張器(抜水用)
- 潤滑剤 ●手袋 ●綿棒 ●ガーゼ ●Yカットガーゼ

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。

クリエイトメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>