

胃瘻交換用カテーテル

(クリニー ゼロフラットタイプ)

医療機器認証番号 21600BZZ00449000

ISO 80369-3 対応

バルーンとチューブの段差が無く
先端が突出していないゼロフラットタイプ



● 規 格

品目コード	サイズ呼称	規定容量	カテーテル全長	JAN コード
800 001 6324	12Fr	3m L	225mm	4542187219883
800 001 6325	14Fr			4542187219890
800 001 6326	16Fr	5m L		4542187219906
800 001 6327	18Fr			4542187219913
800 001 6328	20Fr			4542187219920
800 001 6329	22Fr			4542187219937
800 001 6330	24Fr			4542187219944

2本/箱・滅菌済

- カテーテル仕様：X線造影ライン入り，バルーン後端から20～100mmまで10mm間隔のデプスマーク，先端開孔
- 交換用ロッド付

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>