

胃瘻交換用カテーテル

クリニー リークブロックカテーテル

30日間バルーン水の交換が不要

ISO 80369-3 対応

save
30 days




30日間バルーン水の交換が不要なリークブロックバルーン

留置してから30日後の次回カテーテル交換まで、バルーンの水の交換が不要な為、管理の負担が軽減します。 ※定期的にカテーテルを牽引するなど、バルーンに異常がないか確認・管理を行ってください。



注入直後



30日後



挿入性向上のためのフラット構造

バルーン部の膨らみがなく、挿入・抜去がしやすい設計です。(12Fr除く)



挿入しやすい先端チップ

新設計の先端チップでさらに挿入しやすくなりました。

規格

品目コード	サイズ呼称	バルブカラー	規定容量	全長	JANコード
800 001 6304	12Fr	ホワイト	5mL	225mm	4542187219678
800 001 6305	14Fr	グリーン			4542187219685
800 001 6306	16Fr	オレンジ			4542187219692
800 001 6307	18Fr	レッド			4542187219708
800 001 6308	20Fr	イエロー	10mL		4542187219715
800 001 6309	22Fr	バイオレット			4542187219722
800 001 6310	24Fr	ブルー			4542187219739

2本/箱・EOG滅菌済



仕様

- X線造影ライン
- バルーン後端から2~10cmまで1cm間隔のデプスマーク
- 先端開孔
- 交換用ロッド付属

販売名: 胃瘻交換用カテーテル 医療機器認証番号: 21600BZZ00449000

- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。
- イラストはイメージ図であり、製品と異なる部分があります。ご了承ください。



本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25
ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>