

胃瘻交換用カテーテル


(クリニー 偏平バルーンタイプ)

医療機器認証番号 21600BZZ00449000

ISO 80369-3 対応

カテーテル先端部の突出が少ない
偏平バルーンタイプ

従来型との先端形状の比較



● 規 格

品目コード	サイズ呼称	規定容量	カテーテル全長	JAN コード
800 001 6317	12Fr	2m L	225mm	4542187219814
800 001 6318	14Fr	3m L		4542187219838
800 001 6319	16Fr	5m L		4542187219821
800 001 6320	18Fr			4542187219845
800 001 6321	20Fr			4542187219852
800 001 6322	22Fr			4542187219869
800 001 6323	24Fr			4542187219876

2本/箱・滅菌済

- カテーテル仕様：X線造影ライン入り，バルーン後端から20～100mmまで10mm間隔のデプスマーク，先端開孔
- 交換用ロッド付

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>