

胃瘻クリニカルキット

(クリニー フラットカテーテルGW付)

医療機器認証番号 220AABZX00342000

ISO 80369-3 対応



腹腔内誤留置のリスクを低減させる
ガイドワイヤー付き交換用カテーテルキット

● 規 格

| 品目コード | サイズ呼称 | 規定容量 | カテーテル全長 | JAN コード |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|
| 800 001 6356 | 12Fr | 10m L | 225mm | 4542187220216 |
| 800 001 6357 | 14Fr | | | 4542187220223 |
| 800 001 6358 | 16Fr | | | 4542187220230 |
| 800 001 6359 | 18Fr | 15m L | | 4542187220247 |
| 800 001 6360 | 20Fr | | | 4542187220254 |
| 800 001 6361 | 22Fr | 20m L | | 4542187220261 |
| 800 001 6362 | 24Fr | | | 4542187220278 |

2キット/箱・滅菌済

- カテーテル仕様：X線造影ライン入り，バルーン後端から20～100mmまで10mm間隔のデプスマーク，先端開孔
- ガイドワイヤー仕様：外径/1.32mm(0.052") 全長/600mm 固定式ストレート(先端軟化型)
- 潤滑剤付き

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>