

胃瘻ボタン

(クリニー 胃瘻ボタン)

医療機器承認番号 21800BZZ10058000

ISO 80369-3 対応



胃粘膜にやさしい内部バンパーを有した
長期留置型胃瘻ボタン

規 格

● クリニー 胃瘻ボタン

品目コード	サイズ呼称	有効長	規定容量	付属品	JAN コード
800 001 6036	20Fr	L-20	20mm	・バンパー挿入用補助具 1本 ・接続チューブ(たて型) 1本 ・接続チューブ(よこ型) 1本 ・バンパー拡張器 1本	4542187216998
800 001 6037		L-25	25mm		4542187217001
800 001 6038		L-30	30mm		4542187217018
800 001 6039		L-35	35mm		4542187217025
800 001 6040		L-40	40mm		4542187217032
800 001 6041		L-45	45mm		4542187217049
800 001 6048	24Fr	L-20	20mm	・バンパー挿入用補助具 1本 ・接続チューブ(たて型) 1本 ・接続チューブ(よこ型) 1本 ・バンパー拡張器 1本	4542187217117
800 001 6049		L-25	25mm		4542187217124
800 001 6050		L-30	30mm		4542187217131
800 001 6051		L-35	35mm		4542187217148
800 001 6052		L-40	40mm		4542187217155
800 001 6053		L-45	45mm		4542187217162

1セット/箱・滅菌済



● クリニー 接続チューブ

品目コード	コネクタ形状	有効長	JAN コード
◆800 001 6054	たて型	300mm	4542187217179
800 001 6055	よこ型		4542187217186

◆印は受注生産品です

1本/箱・滅菌済

□弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
 □ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。


クリエートメディック株式会社
 ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

