

内視鏡フード


EMR用

使用目的

胃・食道粘膜癌等に対する内視鏡的粘膜切除術用

保 険

材料費：請求不可



特長と利点

1. 広いフード内腔により大きな病変も容易に切除可能
2. スネアワイヤーを通すスネアガイドチューブと内視鏡先端部に装着する透明フードが一体型なので内視鏡の鉗子チャンネルは温存可能
3. フード先端の平らな部分を病変部手前に押しつけることで、フードの固定が可能となり、狙った部位を吸引することが可能

規 格

EMR用

品目コード	サイズ呼称	先端外径	内視鏡ルーメン内径 (長径×短径)	有効長	対応するスネアシースの外径	対応する内視鏡の外径
800 000 5935	16.0 φ	16.0mm	14.0 × 9.9mm	1500mm	2.7mm以下	9.0~11.7mm

包装：1本/箱・滅菌済