

ティアレ 大型動物用胃カテーテル

動物用医療機器届出番号：3 動薬第 412 号

程よいコシで柔軟性のあるチューブ



ラインナップ

サイズ呼称	外径	内径	有効長	品目コード	JANコード
OD10-ID7	10.0mm	7.0mm	2,100mm	800-001-7420	4542187230840
OD13-ID10	13.0mm	10.0mm	2,700mm	800-001-7421	4542187230857
OD15-ID11	15.0mm	11.0mm		800-001-7422	4542187230864
OD18-ID14	18.0mm	14.0mm	3,000mm	800-001-7423	4542187230871

🐾 本品にはポリ塩化ビニルを使用しております。


🐾 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

🐾 ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

1 本入り・未滅菌品



見やすいサイズ表示



大きな側孔は、
スムーズなドレナージが可能です



末端のコネクター（乳白色）は、
使用前に取り外してください。（テーパー形状保持用）



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室 東日本 TEL(029)243-9411
西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1019-03-2505