

PTCDキット

US対応 ONE STEP 穿刺カテーテル


使用目的

PTCD、PTGBD

保 険

材料価格基準（令和2年4月現在）

別表Ⅱ 医科033経皮的又は経内視鏡の胆管等ドレナージ用材料及び197ガイドワイヤー、198ドレナージカテーテル 組み合わせ表をご参照ください。



規 格

ストレート

品目コード	サイズ呼称	カテーテル			穿刺針		
		外 径	有効長	対応ガイドワイヤー	外 径	有効長	対応ガイドワイヤー
003 421 1070	7Fr	2.3mm	280mm	0.97mm (0.038") 以下	1.26mm (18G)	300mm	0.97mm (0.038") 以下
003 421 1080	8Fr	2.7mm		1.09mm (0.043") 以下	1.48mm (17G)		1.09mm (0.043") 以下

包装：5本/箱・滅菌済

ビッグテール

品目コード	サイズ呼称	カテーテル			穿刺針		
		外 径	有効長	対応ガイドワイヤー	外 径	有効長	対応ガイドワイヤー
003 421 2070	7Fr	2.3mm	280mm	0.97mm (0.038") 以下	1.26mm (18G)	300mm	0.97mm (0.038") 以下
003 421 2080	8Fr	2.7mm		1.09mm (0.043") 以下	1.48mm (17G)		1.09mm (0.043") 以下

包装：2本/箱・滅菌済

糸付ρ型

品目コード	サイズ呼称	カテーテル			穿刺針		
		外 径	有効長	対応ガイドワイヤー	外 径	有効長	対応ガイドワイヤー
003 421 5072	7.2Fr	2.3mm	225mm	0.97mm (0.038") 以下	1.06mm (19G)	250mm	0.81mm (0.032") 以下

包装：2本/箱・滅菌済

材料価格基準（令和2年4月現在）

別表Ⅱ 医科

[医科点数表の第2章第3部、第4部、第5部、第6部、第9部、第10部、第11部及び第12部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格]

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
010 血管造影用マイクロカテーテル			
(1) オーバーザワイヤー			
①選択的アプローチ型			
(ア) ブレードあり	¥37,900	732970000	マイクロカテーテル（ポルティエ、ミラポーⅡ、ロウス、nano、デルニエールシリーズ）
②造影能強化型	¥30,400	732990000	マイクロカテーテル（リパージュ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
012 血管造影用ガイドワイヤー			
(2) 微細血管用	¥13,700	738210000	ダジュールワイヤー、パッセ

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
017 3管分離逆止弁付バルーン直腸カテーテル			
	¥1,120	728040000	三管分離逆止弁付直腸カテーテル（Yチューブ）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
019 携帯型ディスプレイ注入ポンプ			
(1) 化学療法用	¥3,240	710010651	アキュフェューザー（持続タイプ） ※抗悪性腫瘍製剤等を使用の場合
(2) 標準型	¥3,150	738240000	アキュフェューザー（持続タイプ）【ISO 80369-6対応品含む】 ※上記（1）以外で使用の場合
(3) PCA型	¥4,330	710010912	アキュフェューザー（ボラス注入付加タイプ） 【ISO 80369-6対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
026 栄養カテーテル			
(1) 経鼻用			
①一般用	¥183	733220000	胃カテーテル 【ISO 80369-3対応品含む】
③経腸栄養用	¥1,630	733240000	シリコーンEDチューブ 【ISO 80369-3対応品含む】

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
027 気管内チューブ			
(1) カフあり			
②カフ上部吸引機能なし	¥569	733280000	クリニートラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフ付き）、気管内チューブ（スパイラルワイヤー型カフ付 Schroeder Dスタイルットキット）
(2) カフなし	¥616	733290000	クリニートラキアルチューブ（スパイラルワイヤー型カフなし）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
028 胃管カテーテル			
(2) ダブルルーメン			
①標準型	¥447	733310000	サンブカテーテル

材料価格基準（令和2年4月現在）

分野・機能区分	材料価格	特定器材コード	製品名
033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料			
(1) カテーテル	¥4,600	710010918	(単品) ドレナージチューブ (ストレート型)
(2) ダイレーター			
① シースあり	¥2,670	710010920	Tハンドルシースダイレーター
② シースなし	¥2,140	710010921	ダイレーター
(3) 穿刺針	¥1,910	710010923	US対応穿刺針、超音波穿刺針
(4) 経鼻法用ワイヤー	¥18,800	710010924	レイリッシュ
(5) 経鼻法用カテーテル	¥7,330	710010925	N-Bドレナージチューブ、クリニーENBDチューブ
機能区分の組み合わせで 請求			PTCDキット (ストレート型、ビッグテール型、 糸付ρ型、胆道バルーン型)、PTCDキット US 対応 ONE STEP 穿刺カテーテル (ストレート、 ビッグテール、糸付ρ型)

「033経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料」及び
「197 ガイドワイヤー」、「198 ドレナージカテーテル」 組み合わせ表

製品名	材料価格がある 構成部品	機能区分名	材料価格	セット内 の数量	材料価格の 合算価格
PTCDキット (1) ストレート型	・ストレートカテーテル ・ダイレーター ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー	033(1)カテーテル	¥4,600	1本	¥10,600
		(2)ダイレーター②シースなし	¥2,140	1本	
		(3)穿刺針	¥1,910	1本	
		197 ガイドワイヤー	¥1,950	1本	
PTCDキット (1) ビッグテール型 糸付ρ型	・ダイレーター ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー ・カテーテル	033(2)ダイレーター②シースなし	¥2,140	1本	¥11,700
		(3)穿刺針	¥1,910	1本	
		197 ガイドワイヤー	¥1,950	1本	
		198 ドレナージカテーテル	¥5,700	1本	
PTCDキット (1) 胆道Ⅰ・Ⅱ型 胆道Ⅰ・Ⅱ型ハード	・Tハンドルシース ・ダイレーター ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー ・胆道バルーンカテーテル	033(2)ダイレーター②シースあり	¥2,670	1本	¥14,370
		(2)ダイレーター②シースなし	¥2,140	1本	
		(3)穿刺針	¥1,910	1本	
		197 ガイドワイヤー	¥1,950	1本	
クリニー PTCDキット ストレート型	・ストレートカテーテル ・ダイレーター ・サポートチューブ ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー	033(1)カテーテル	¥4,600	1本	¥12,740
		(2)ダイレーター②シースなし	¥2,140	1本	
		(2)ダイレーター②シースなし	¥2,140	1本	
		(3)穿刺針	¥1,910	1本	
クリニー PTCDキット ビッグテール型	・ダイレーター ・サポートチューブ ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー ・ビッグテールカテーテル	197 ガイドワイヤー	¥1,950	1本	¥13,840
		(3)穿刺針	¥1,910	1本	
		(2)ダイレーター②シースなし	¥2,140	1本	
		198 ドレナージカテーテル	¥5,700	1本	

製品名	材料価格がある 構成部品	機能区分名	材料価格	セット内 の数量	材料価格の 合算価格
クリニー PTCDキット アクセスキット	・ダイレーター ・サポートチューブ ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー	033(2)ダイレーター②シースなし (2)ダイレーター②シースなし (3)穿刺針 197 ガイドワイヤー	¥2,140 ¥2,140 ¥1,910 ¥1,950	1本 1本 1本 1本	¥8,140
PTCDキット (2) ストレート型	・ストレートカテーテル ・内針付拡張カテーテル ・ダイレーター ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー (0.018) ・ガイドワイヤー (0.035)	033(1)カテーテル (2)ダイレーター①シースあり (2)ダイレーター②シースなし (3)穿刺針 197 ガイドワイヤー 197 ガイドワイヤー	¥4,600 ¥2,670 ¥2,140 ¥1,910 ¥1,950 ¥1,950	1本 1本 1本 1本 1本 1本	¥15,220
PTCDキット (2) ビッグテール型	・内針付拡張カテーテル ・ダイレーター ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー (0.018) ・ガイドワイヤー (0.035) ・ビッグテールカテーテル	033(2)ダイレーター①シースあり (2)ダイレーター②シースなし (3)穿刺針 197 ガイドワイヤー 197 ガイドワイヤー 198 トレナージカテーテル	¥2,670 ¥2,140 ¥1,910 ¥1,950 ¥1,950 ¥5,700	1本 1本 1本 1本 1本 1本	¥16,320
PTCDキット (2) 胆道Ⅰ型 胆道Ⅰ型ハード 胆道Ⅱ型ハード	・内針付拡張カテーテル ・Tハンドルシース ・ダイレーター ・超音波穿刺針 ・ガイドワイヤー (0.018) ・ガイドワイヤー (0.035) ・胆道バルーンカテーテル	033(2)ダイレーター①シースあり (2)ダイレーター①シースあり (2)ダイレーター②シースなし (3)穿刺針 197 ガイドワイヤー 197 ガイドワイヤー 198 トレナージカテーテル	¥2,670 ¥2,670 ¥2,140 ¥1,910 ¥1,950 ¥1,950 ¥5,700	1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本	¥18,990
PTCD穿刺カテ ストレート	・ストレートカテーテル ・穿刺針	033(1)カテーテル (3)穿刺針	¥4,600 ¥1,910	1本 1本	¥6,510
PTCD穿刺カテ ビッグテール 糸付ρ型	・穿刺針 ・カテーテル	033(3)穿刺針 198 トレナージカテーテル	¥1,910 ¥5,700	1本 1本	¥7,610

※ 上記組み合わせは弊社の見解となります。

※ 各PTCDキットは、使用したカテーテルと造設時にガイドワイヤー、ダイレーター、穿刺針を使用した場合、いずれの材料も1本を限度して算定する。2本以上を算定する場合は、詳細な理由をレセプト用紙の摘要欄に記載。

【注】上記記載の定義は、現在の見解ですので、今後の厚生労働省の通知によって変わる可能性も想定されます。