

ティアレ

大型動物用留置針

動物用医療機器届出番号：3 動薬第 1840 号

ティアレ
TIERRET



大型動物に適した
カテーテル外径と有効長



ラインナップ

サイズ呼称	カテーテル 外径	カラー コード	カテーテル 有効長	品目コード	JANコード
14G×83mm	2.1mm		83mm	800-001-7414	4542187230789
14G×140mm			140mm	800-001-7415	4542187230796
16G×83mm	1.64mm		83mm	800-001-7416	4542187230802
16G×140mm			140mm	800-001-7417	4542187230819

20 本 / 箱・EOG 滅菌済

❗ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
❗ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



クリエートメディック株式会社

大型動物の体動や長時間の 輸液に対応するカテーテル長

柔らかくコシがある
カテーテル材質
【テフロン樹脂】

当社既存品 48mm

83mm

140mm

※造影ライン入り



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室 東日本 TEL(029)243-9411
西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1021-04-2505