



# All Silicone Foley Catheter

オールシリコンフォーリーカテーテル(先端開口タイプ)

医療機器認証番号：16100BZZ01536000

ガイドワイヤーを用いて挿入可能な先端開口タイプの  
オールシリコン製フォーリーカテーテルです

---

【保険適用】

039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

(5) 特定 (Ⅱ) 2,060 円 ※2024年6月現在

---



CREATE MEDIC CO.,LTD.

# 尿道狭窄等の挿入困難な症例において ガイドワイヤーを用いて挿入が可能です。

## 対応ガイドワイヤー

全サイズ 0.89mm (0.035inch) のガイドワイヤーに対応可能です。  
(10Fr以上は0.97mm (0.038inch) にも対応可能)

## 先端口+側孔 (2孔)


先端口と側孔により、流量を確保します。

## 挿入性

適度なコシと滑らかに加工された先端が挿入性を高めます。

## フラット構造

チューブとバルーン部の段差が少ないフラット構造です。(12Fr以上)



### オールシリコンフォーリーカテーテル (先端開口タイプ) 小児用 透明タイプ


品目コード	サイズ呼称	外径	全長	対応ガイドワイヤー外径	バルーン容量	バルブカラー	JAN コード
800 001 7058	8Fr	2.7 mm	340 mm	0.64mm(0.025")~0.89mm(0.035")	3mL	レッド	4542187227246
800 001 7059	10Fr	3.3 mm		0.64mm(0.025")~0.97mm(0.038")		イエロー	4542187227253

### オールシリコンフォーリーカテーテル (先端開口タイプ) 成人用 透明タイプ

品目コード	サイズ呼称	外径	全長	対応ガイドワイヤー外径	バルーン容量	バルブカラー	JAN コード
800 001 7060	12Fr	4.0 mm	430 mm	0.64mm(0.025")~0.97mm(0.038")	6mL	ホワイト	4542187227260
800 001 7061	14Fr	4.7 mm				グリーン	4542187227277
800 001 7062	16Fr	5.3 mm				オレンジ	4542187227284
800 001 7063	18Fr	6.0 mm			10mL	レッド	4542187227291
800 001 7064	20Fr	6.7 mm				イエロー	4542187227307
800 001 7065	22Fr	7.3 mm				バイオレット	4542187227314
800 001 7066	24Fr	8.0 mm				ブルー	4542187227321

造影ライン入・デプスマーク(先端 50 ~ 200mm) 入数：5本/箱・滅菌済

- 弊社は常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

 **クリエートメディック株式会社**

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>