



MITアームハンドピース (ラチェットなし)

販売名: MITアーム ハンドピース 医療機器認証番号: 301AHBZX00002000

サイズ呼称	品目コード	JANコード	入り数	滅菌
34cm 	800-001-5649	4542187213119	1本/箱	未滅菌
42cm 	800-001-5650	4542187213126		

MITアームディスボチップ (鉋)

販売名: MITアーム ディスボチップ 医療機器認証番号: 301AHBZX00001000


サイズ呼称	品目コード	JANコード	入り数	滅菌
メツェンバウム 	800-001-5652	4542187213140	10個/箱	EOG滅菌済
ミニブレード 	800-001-5653	4542187213157		

MITアームハンドピース用アクセサリ

サイズ呼称	品目コード	JANコード	入り数	滅菌
交換用電極	標準 	800-001-6704	10本/箱	未滅菌
	ロング 	800-001-6705		
ハンドルリング	スモール 	800-002-0487	3袋/箱	未滅菌
	ミディアム 	800-002-0488		

□ 弊社では常に研究開発をおこなっておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

 **クリエートメディック株式会社**
ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>



MITアーム

腹腔鏡下手術用リポーザブル5mm鉗子



REPOSABLE



REUSE ~~×~~ DISPOSABLE

リユースと Disposable のハイブリッド
ローコストで常に使い勝手の良い状態を保ちます



ディスポチップ

- ①ディスポチップはシングルユース Disposable となっており、ブレードは研磨の必要がありません。
- ②保護キャップにより、ブレード損傷を低減します。



ハンドピース

- ①ハンドピースはオートクレーブ滅菌対応のリユースとなっております。確かなシャフト剛性を保つことにより、適正な術中操作をサポートします。
- ②ディスポチップの取り付けはネジ込み式を採用しております。適切に装着することにより、使用中の脱落を防止します。