


クリニー Yポート接続チューブ (旧規格コネクタ付き)

医療機器届出番号 14B1X00007000029



新規格・旧規格の両コネクタを有した

「バルーンボタン ガイドワイヤーセット (医療機器認証番号 225ACBZX00005000)」
用の新しい接続チューブです。



特長と利点



●使用者に分かりやすい識別表示

栄養投与セットとの接続部には「旧規格」と「新規格」の識別印字がされています。



●旧規格コネクタ

「旧規格」コネクタから、旧規格シリンジを用いた半固形栄養剤やミキサー食の注入が可能です。



●新規格コネクタ

「新規格」コネクタには「新規格の栄養投与セット」や「新規格のシリンジ」の接続が可能です。

■クリニー Y ポート接続チューブ（旧規格コネクタ付き）

品目コード	接続チューブ名称	外径 (mm)	有効長 (mm)	JAN コード
800 002 0407	ボーラス投与タイプ	6.0	300	4542187243697
800 002 0408	持続投与タイプ	6.0	300	4542187243703
800 002 0409	ボーラスショートタイプ	6.0	50	4542187243710

包装 ; 1 本/箱 ・ EOG 滅菌済

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
 □ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。