


ティアレ 動物用多目的チューブ

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 2777 号



お求めやすい価格、
お求めやすい入数で
多目的に使えるチューブです。

ラインナップ

サイズ 呼称	内径	外径	有効長	先端 形状	側孔数	品目コード	JANコード
4Fr	0.70mm	1.35mm	450mm	開口	1穴	800-002-0257	4542187242348
5Fr	0.90mm	1.70mm	550mm			800-002-0258	4542187242355
6Fr	1.10mm	2.00mm	650mm		2穴	800-002-0259	4542187242362
8Fr	1.80mm	2.70mm	850mm			800-002-0260	4542187242379

10本/箱・EOG滅菌済

❖ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
❖ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



コネクタには、ルアーチップシリンジが
接続でき、注入 / 吸引が可能

先端が開口しており
さらに側孔が開孔

柔軟且つ、程よいコシのチューブ
(造影ライン入り)

5Fr 以上は、見やすい数字タイプの深度マーク
※4Fr はラインマークとなります。

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室

東日本 TEL(029)243-9411

西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1023-03-2505