


ティアレ 大動物用栄養カテーテル

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 2995 号



程よいコシで挿入しやすい栄養用チューブ

ラインナップ

サイズ呼称	外径	有効長	先端形状	側孔	品目コード	JANコード
18Fr	6.0mm	1500mm	開口	2穴	800-002-0410	4542187243727
24Fr	8.0mm				800-002-0411	4542187243734

5本／箱・EOG滅菌済

❖ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
❖ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



注入や吸引、排気などに
使用できるチューブ



先端が開口しており、
さらに2つの側孔が開孔



コネクタには、カテーテルチップタイプの
シリンジが接続でき、吸引が可能



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室

東日本 TEL(029)243-9411

西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1027-02-2505