


ティアレ 大動物用尿道カテーテル

動物用医療機器届出番号：4 動薬第 2997 号




程よいコシで尿道へ挿入しやすいチューブ

ラインナップ

サイズ呼称	外径	有効長	先端形状	側孔数	品目コード	JANコード
18Fr	6.0mm	1500mm	封止	2穴	800-002-0412	4542187243741
24Fr	8.0mm				800-002-0413	4542187243758
30Fr	10.0mm				800-002-0414	4542187243765

5本／箱・E O G滅菌済

❖ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
❖ ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



- ・ 柔軟且つ、程よいコシのチューブ
- ・ コネクタには、カテーテルチップタイプのシリンジが接続でき、吸引が可能
- ・ 先端は滑らかに封止されており、スムーズな挿入が可能



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業室 東日本 TEL(029)243-9411
西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp



管理 No.1026-02-2505