


追加サイズ
新発売!

ティアレ

大型動物用気管内チューブ

動物用医療機器届出番号：2 動薬第 2685 号

従来の 5 サイズに加え、
新たに 4 サイズをラインナップに加えました!



ラインナップ

1本/箱・未滅菌品


サイズ呼称	チューブ長	内径	外径	品目コード	JANコード	希望小売価格
ID7.0	L-600mm	7.0mm	10.0mm(30Fr)	800-001-7053	4542187227192	10,600 円
ID9.0		9.0mm	12.0mm(36Fr)	800-001-7054	4542187227208	
ID11.0		11.0mm	15.0mm(45Fr)	800-001-7055	4542187227215	
ID13.0	L-650mm	13.0mm	18.0mm(54Fr)	800-001-7056	4542187227222	11,900 円
ID15.0	L-750mm	15.0mm	20.0mm(60Fr)	800-001-7057	4542187227239	14,100 円
ID18.0	L-750mm	18.0mm	24.0mm(72Fr)	800-002-0628	4542187245509	38,000 円
ID21.0	L-900mm	21.0mm	28.0mm(84Fr)	800-002-0629	4542187245516	48,000 円
ID24.0		24.0mm	32.0mm(96Fr)	800-002-0630	4542187245523	55,000 円
ID27.0		27.0mm	36.0mm(108Fr)	800-002-0631	4542187245530	59,000 円

新
発
売

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
□ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

大型動物に適したチューブ径とチューブ長です

※当社、小動物用気管内チューブとの比較



再使用可能 ※エチレンオキサイドガス滅菌を推奨



ID18.0～27.0のコネクタ
※口径52mm

ID7.0～15.0のコネクタ
※15mmコネクタ

後端部は大型動物用麻酔装置にフィットする、シリコン製ジョイントコネクタ

先端には大きく安心のマーフィ孔

気管壁にフィットするシリコン製カフ



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104 FAX(0126)51-1105
TEL(029)243-9411 FAX(029)244-2070
E-mail : oem-infoch@createmedic.co.jp

