

シリコンチューブ




Silicone Tube



CREATE MEDIC CO.,LTD.

シリコンチューブ



■ **高い透明度** : チューブ本体の透明度が高いため、内腔の状態が容易に確認できます。

■ **用途にあわせて二つの硬度** : より軟らかい SS タイプもございます。

規 格

品目コード	サイズ呼称	内径-外径	肉厚(mm)	JAN コード
000 000 0001	SH No.00	0.5 - 1.0	0.25	4542187000016
000 000 0002	SH No.0	1.0 - 1.5	0.25	4542187000023
000 000 0010	SH No.1	1.0 - 2.0	0.50	4542187000030
000 000 0020	SH No.2	2.0 - 3.0	0.50	4542187000047
000 000 0030	SH No.3	2.5 - 4.0	0.75	4542187000054
000 000 0040	SH No.4	4.0 - 5.5	0.75	4542187000061
000 000 0050	SH No.5	5.0 - 7.0	1.00	4542187000078
000 000 0060	SH No.6	6.0 - 8.0	1.00	4542187000085
000 000 0070	SH No.7	7.0 - 9.5	1.25	4542187000092
000 000 0080	SH No.8	8.0 - 11.0	1.50	4542187000108
000 000 0090	SH No.9	9.0 - 12.0	1.50	4542187000115
000 000 0100	SH No.10	10.0 - 14.0	2.00	4542187000122
● 000 001 0040	SS No.4	4.0 - 5.5	0.75	4542187000139
● 000 001 0050	SS No.5	5.0 - 7.0	1.00	4542187000146
000 001 0060	SS No.6	6.0 - 8.0	1.00	4542187000153
000 001 0070	SS No.7	7.0 - 9.5	1.25	4542187000160


●印は受注生産品です。

包装 : 10m / 袋・未滅菌

チューブ断面図 (実物大)



●弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

 フリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25
ホームページ <http://createmedic.co.jp>