

サクションカテーテル

医療機器承認番号 15900BZZ01455000



特徴と利点

1 オールシリコン製

シリコン製で、内面へ内容物の付着もほとんどなく良好な吸引効果が得られます。

2. 高い透明度

カテーテルの透明度が高く吸引状態や内容物の確認ができます。

3. 柔軟で腰の強いカテーテル

適度な腰の強さと強度をもちなめらかに仕上げてありますので挿入が容易に行えます。又吸引圧に対して内腔がつぶれにくくなっています。

規 格

品目コード	サイズ呼称	外径	内径	全長	カラーコード	デプスマーク	側孔	JAN コード
005 020 0100	10Fr	3.3mm	2.0mm	520mm	ブラック	先端から 50 ~350mmまで 10mm 間隔	先端開孔 側孔 1穴	4542187008524
005 020 0120	12Fr	4.0mm	2.4mm		ホワイト			4542187008531
005 020 0140	14Fr	4.7mm	2.9mm		グリーン			4542187008548
005 020 0160	16Fr	5.3mm	3.3mm		オレンジ			4542187008555
005 020 0180	18Fr	6.0mm	3.7mm		レッド			4542187008562

包装：5 本／箱・滅菌済み

- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読ください。



フリエートメディック株式会社

ホームページ <https://createmedic.co.jp>