

# サクシオンカテーテル

## 使用目的

気管内、気管支内及び気管内チューブ、気管切開チューブ内の分泌物の吸引

## 保 険

材料費：請求不可



## 規 格

### サクシオンカテーテル

品目コード	サイズ呼称	外径-内径-有効長 (mm)	側孔	デブスマーク	カラーコード
005 020 0100	10Fr	3.3-2.0-477	先端開孔 側孔1穴	先端から 5cm~35cm まで 1cm間隔	ブラック
005 020 0120	12Fr	4.0-2.4-477			ホワイト
005 020 0140	14Fr	4.7-2.9-477			グリーン
005 020 0160	16Fr	5.3-3.3-477			オレンジ
005 020 0180	18Fr	6.0-3.7-477			レッド

包装：5本/箱・滅菌済