


ウロステント システム

医療機器認証番号 16100BZZ01852000



Ureteral Stent

クリニーウロステントシステムは、留置に必要な、ステントとプッシュカテーテル（全長 400mm）及びガイドワイヤー（先端軟化式 全長 1,000mm）をセットした便利な尿管ステント留置キットです。

ポリウレタン製

- ◆ X線造影性があり、留置状態の確認が容易です。
- ◆ 材質は軟らかく弾性に富み、適度にコシを持つポリウレタン製です。
- ◆ ガイドワイヤーは、先端軟化式のテフロンコート加工を採用しております。
- ◆ スタンダードタイプには、10mm 間隔で交互にあげた側孔とデブスマーク付き。

ダブルピッグテールカテーテルキット スタンダードタイプ



スタンダードなダブルピッグテール型。豊富な種類により、症例に合わせたサイズが選択可能です。

規格 ステント PU D-ST

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
001 285 5020	5.0Fr	200	0.89mm (0.035")	4542187002911
001 285 5026		260		4542187002942
001 285 6024	6.0Fr	240	0.97mm (0.038")	4542187002966

包装：1 キット/箱・滅菌済（プッシュカテーテル/ガイドワイヤー付属）

シングルピッグテールカテーテルキット



尿管皮膚瘻等の尿路変更術に適しています。

規格 ステント PU S-ST

品目コード	サイズ呼称	長さ (mm)	ガイドワイヤー (外径)	JAN コード
001 291 6078	6.0Fr	780	0.97mm (0.038")	4542187003185
001 291 7078	7.0Fr			4542187003192
001 291 8578	8.5Fr			4542187003208

包装：1 キット/箱・滅菌済（ガイドワイヤー/コネクター付属）

※プッシュカテーテルは付属されません。



コネクター

- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読下さい。