

ネフロストミーキット

医療機器認証番号 225ACBZX00022000

ネフロストミーキット 腎盂バルーン型交換キット



Replacement Kit for Nephrostomy

ネフロストミーキット 腎盂バルーン型交換キット



既に留置されている腎瘻用カテーテルの腎盂バルーン型交換用セットです。腎盂バルーン型カテーテルからのサイズアップ用としては勿論、ピッグテール型カテーテルなどの細径カテーテルからでも腎盂バルーン型カテーテルへの交換がスムーズに行えます。

ピッグテール型で生じやすかった内腔の閉塞や、カテーテルの逸脱を低減させることができます。



特長と利点

- ◆ **スムーズなカテーテル交換**
複数セットされたダイレーターによって細径のカテーテルからの交換が容易に行えます。
- ◆ **フラットな扁平バルーン**
バルーン部は本体チューブとの段差が少ないフラットタイプで、且つ少ないスペースで留置可能な扁平バルーンです。
- ◆ **オールシリコン製**
組織への刺激が少ないオールシリコン製で、本体チューブはデブスマーク及びX線造影ライン入りです。
- ◆ **先端孔+側孔二穴カテーテル**
カテーテルには先端孔だけでなく大きな側孔を2ヶ所につけましたので十分な流量を確保できます。
- ◆ **ステンレススチール製スタイレット**
コシが強く挿入性に優れており、カテーテル内腔における滑性が良い為、スムーズにスタイレットを抜去できます。
- ◆ **ダイレーター**
滑性が良く、先端は挿入しやすい角度でテーパ加工が施されております。14Frのキットには4本のダイレーター(10、12、14、16Fr)を、16Frのキットには5本のダイレーター(10、12、14、16、18Fr)を装備しました。
- ◆ **ガイドワイヤー**
弾力性に富み、テフロンコートにより摩擦係数が小さいのでカテーテルをスムーズに挿入できます。

規格

品目コード	800 000 6692	800 000 6693
サイズ・呼称	14Fr	16Fr
構成	<p>ガイドワイヤー 外径 0.89mm (0.035") 全長 800mm 3mmJ 固定式</p> <p>ダイレーター (4本) サイズ呼称 10, 12, 14, 16Fr 有効長 203mm</p> <p>交換用カテーテル (スタイレット付) サイズ呼称 14Fr 全長 340mm バルーン容量 2mL デブスマーク 先端から 50 ~ 200mm まで 10mm 間隔 バルブ色 グリーン</p>	<p>ガイドワイヤー 外径 0.89mm (0.035") 全長 800mm 3mmJ 固定式</p> <p>ダイレーター (5本) サイズ呼称 10, 12, 14, 16, 18Fr 有効長 203mm</p> <p>交換用カテーテル (スタイレット付) サイズ呼称 16Fr 全長 340mm バルーン容量 3mL デブスマーク 先端から 50 ~ 200mm まで 10mm 間隔 バルブ色 オレンジ</p>
JANコード	4542187130614	4542187130621

包装：1キット/箱・滅菌済

- 当社は常に研究開発を行っておりますので、製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読下さい。



フリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>