

セフティカテ

医療機器承認番号 16300BZZ01287000



***Catheter
for
Urethral self-catheterization***

セフティカテ



ご好評いただいておりますクリニセフティカテ全種類にデブスマーク（目盛）を加えました。挿入距離が一目でわかり、より安全にご使用することができます。

特長と利点

- 1. 折りたたみ可能なカテーテルケース**
カテーテルケース中央部が蛇腹形状となっており、折り畳み事によって小さく収納することができます。
- 2. 多目的に使用できるフック**
ケース上部に装着されたフックはケース折り畳み時の固定の他、カテーテルを使用する際、ケースをドアのノブ等へ掛けておく事ができるように設計されています。
- 3. 清潔さを保つ特殊キャップ**
特殊な構造を有するキャップは、ケース内を外部より遮断することは言うまでもなく、カテーテル内腔へ消毒液が自由に入る様、工夫が施されています。
- 4. 外ケース付**
付属の外ケースによりカテーテルケースの持ち運びが便利となり、又内部が見えませんが患者さんのプライバシーを守ります。

規 格

セフティカテ

品目コード	呼 称	サイズ	全長(mm)	形 状	セット内容	JAN コード	
001 370 0100	女性用	10Fr	165	側孔1穴	・カテーテル 1本 (デブスマーク付) ・キャップ 1個 ・カテーテルケース 1個 ・外ケース 1個	4542187003413	
001 370 0120		12Fr				4542187003420	
001 370 0140		14Fr				4542187003437	
001 371 0100	男性用	10Fr	300	・カテーテル 1本 (デブスマーク付) ・キャップ 1個 ・カテーテルケース 1個 ・外ケース 1個		4542187003444	
001 371 0120		12Fr				4542187003451	
001 371 0140		14Fr				4542187003468	
001 372 0120	男性用L	12Fr	350			側孔1穴	4542187003475
800 000 5376		14Fr	385			側孔2穴	4542187112559
001 373 0090	小児用	9Fr	265			側孔1穴	4542187003482
001 374 0120		12Fr	300			側孔1穴、先端チーマン	4542187003499
800 000 5375	チーマン用	14Fr	300			側孔1穴、先端チーマン	4542187112566
001 375 0140		14Fr					4542187003505
001 375 0160	C.U.R.用	16Fr	395		側孔5穴	4542187003512	
001 375 0180		18Fr				4542187003529	
001 375 0200		20Fr				4542187003536	
				4542187003536			

包装：未滅菌・5セット/箱 ※C.U.R.=Continent Urinary Reservoir (代用膀胱用専用カテーテル) 包装：未滅菌・5本/箱

セフティカテ単品

品目コード	呼 称	サイズ	内容	JANコード
001 360 0120	女性用	12Fr	カテーテル (デブスマーク付) 1本	4542187003291
001 360 0140		14Fr		4542187003307
001 361 0120	男性用	12Fr		4542187003321
001 361 0140		14Fr		4542187003338
001 362 0120	男性用L	12Fr		4542187003345
800 000 5478		14Fr		4542187112542
001 364 0120	チーマン用	12Fr		4542187003369
800 000 5479		14Fr		4542187112535
001 365 0140	C.U.R.用	14Fr		4542187003376
001 365 0160		16Fr		4542187003383
001 365 0180		18Fr		4542187003390



※添付品であり、単品販売は致しておりません。

外ケース

呼 称	外ケース大きさ(mm)
女性用	60 × 117 × 15
男性用	60 × 190 × 15
男性用L	60 × 232 × 15
小児用	60 × 190 × 15
チーマン用	60 × 190 × 15
C.U.R.用	60 × 232 × 15

- 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
- ご使用にあたっては必ず電子添文をご一読下さい。