



クリニー採尿バッグ

コードレス
サンプルポート付

2500mL



CREATE MEDIC CO.,LTD.

クリニー 採尿バッグ (医療用雑品)

クリニー採尿バッグはあらゆる工夫が施された高性能な尿バッグです。安全性に優れ、低床ベッドにも対応可能です。

ニードルレス サンプルポート



金属針を使用せずに、標準シリンジにて新鮮尿の採取が可能です。針刺し事故を予防できます。

ベッドシートクリップ



付属のベッドシートクリップにより、インレットチューブのたるみを防止し、スムーズな排尿が可能です。

ドリップチャンバー



排尿路の物理的遮断により、排尿は逆流しづらい構造になっています。

コックハンドル



アウトレットチューブの開閉が片手で容易に行えます。また、排尿口先端は硬質のプラスチック製のため、従来の軟質チューブで発生していた尿ハネが低減されます。

その他の特徴

●インレットチューブ

内径が7mmと太く、尿の流れがスムーズであり、キンクしても尿が流れやすいように内腔はフラワーカット加工されています。

●通気口

バッグ内のエアを排出し、迅速な排尿を助けます。

●フック

フック付ストラップにより、あらゆる所に固定することが可能です。

●容量 2500mL

従来の採尿バッグ(2000mL)の容量で不足する場合でも、クリニー採尿バッグなら安心です。

●当社は常に研究開発を行っておりますので、製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。

規 格 表

品目コード	800 000 5870
JANコード	4542187121681
規 格	容量 2500mL ◆サイズ(コック収納時) 縦約260mm 横約300mm ◆ニードルレスサンプルポート付 ◆インレットチューブ 長さ 約1200mm 内腔 約7mm(フラワーカット) ◆ドリップチャンバー 逆流防止弁無し ◆固定具 固定用ベルト フック付きストラップ ◆滅菌 エチレンオキサイドガス(EOG) 滅菌
包 装	10枚/箱



フリエートメディック株式会社

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>