

## クリニー採尿バッグ

### 使用目的

導尿カテーテル接続用採尿バッグ

### 保 険

材料費：請求不可



### 特長と利点

1. 針の付いていない、一般的なスリップタイプのディスプレイシリンドリッにて尿の採取が可能な、ニードルレスサンプルポート付き
2. ドリップチャンバーによる排尿路の物理的遮断により、排尿が逆流しにくい構造を備えた高機能閉鎖式採尿バッグ
3. 片手で容易に排尿可能なコックハンドル式

### 規 格

#### クリニー採尿バッグ

品目コード	容 量	サイズ (コック収納時)	インレットチューブサイズ	固定具
800 000 5870	2500mL	縦：約 260mm 横：約 300mm	長さ：約 1200mm 内腔：約 7mm	固定用ベルト 紐 (フック付)

包装：10 枚／箱・滅菌済