



カテーテル+採尿バッグのクローズドタイプ

オールシリコンフォーリーカテーテル(タイプCU クローズドタイプ)



品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	品目コード	サイズ呼称	バルーン容量																													
800 000 3622	12Fr	5mL	800 000 3627	22Fr	10mL																													
800 000 3623	14Fr		800 000 3624	16Fr		800 000 3625	18Fr	800 001 0812	12Fr	10mL	800 000 6644	14Fr	15mL	800 001 0813	14Fr	800 001 0814	16Fr	800 001 0815	18Fr	800 000 6645	16Fr	20mL	800 000 6646	18Fr	800 000 6647	20Fr	30mL	800 000 6648	22Fr	800 000 6648	22Fr	800 000 6649	24Fr	
800 000 3624	16Fr		800 000 3625	18Fr		800 001 0812	12Fr	10mL	800 000 6644		14Fr	15mL		800 001 0813	14Fr	800 001 0814	16Fr	800 001 0815	18Fr	800 000 6645	16Fr		20mL	800 000 6646	18Fr	800 000 6647		20Fr	30mL	800 000 6648	22Fr	800 000 6648	22Fr	800 000 6649
800 000 3625	18Fr																																	
800 001 0812	12Fr	10mL	800 000 6644	14Fr	15mL																													
800 001 0813	14Fr		800 001 0814	16Fr		800 001 0815	18Fr		800 000 6645		16Fr			20mL	800 000 6646	18Fr	800 000 6647	20Fr	30mL	800 000 6648	22Fr	800 000 6648	22Fr	800 000 6649	24Fr									
800 001 0814	16Fr		800 001 0815	18Fr		800 000 6645	16Fr		20mL		800 000 6646				18Fr	800 000 6647	20Fr	30mL		800 000 6648	22Fr	800 000 6648	22Fr	800 000 6649	24Fr									
800 001 0815	18Fr		800 000 6645	16Fr		20mL	800 000 6646			18Fr	800 000 6647		20Fr	30mL	800 000 6648	22Fr	800 000 6648			22Fr	800 000 6649	24Fr												
800 000 6645	16Fr		20mL																															
800 000 6646	18Fr																																	
800 000 6647	20Fr	30mL	800 000 6648	22Fr																														
800 000 6648	22Fr		800 000 6649	24Fr																														
800 000 6649	24Fr																																	

カテーテル全長:430mm 包装:10キット/箱・滅菌済

医療機器認証番号:16100BZZ01536000

採尿バッグ 単品

クリニー採尿バッグ



医療用雑品
品目コード:800 000 5870
JANコード:4542187121681
包装:10枚/箱・滅菌済

クリニー採尿バッグ(ローフロアー)



医療用雑品
品目コード:800 001 3329
JANコード:4542187189964
包装:10枚/箱・滅菌済

クリニー採尿バッグ(精密尿量計付)



医療用雑品
品目コード:800 001 3015
JANコード:4542187186802
包装:5枚/箱・滅菌済

All-Silicone Foley Catheter Series

クリニーからベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%付のオールシリコンフォーリーキットシリーズが新登場。



□ 弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
□ ご使用にあたっては、必ず電子添文をご一読ください。

 **クリエートメディック株式会社**

ホームページ <https://www.createmedic.co.jp>

 **CREATE MEDIC CO.,LTD.**

更にラインナップが充実した クリニーフォーリートレイキットシリーズ

消毒液

刺激性の少ないベンザルコニウム塩化物 (BC液) 0.025%を採用



早い殺菌効果


ベンザルコニウム塩化物消毒液0.025%「ヨシダ」は、表記菌種に対し**15秒**の作用で殺菌効果を示しました。(カンジダには減菌率99.9%以上 (ME>3)、それ以外の菌種には減菌率99.99%以上 (ME>4))

低刺激性

粘膜に対する刺激性が低く、低濃度で効果を発揮します。

無色・透明

衣服や下着に付着しても、汚れが目立ちません。



カテーテル

生体に優しいオールシリコンフォーリーカテーテル



10mLバルーン

固定力が高まり、留置中の自然抜去のリスクを低減させます。全サイズ (12・24Fr) バルーン容量を統一して管理できます。

5mLバルーン

膀胱刺激を弱め、バルーン周辺部の尿を効率よく排尿できます。誤って自己(事故)抜去してしまった時の尿道損傷のリスクも低減できます。※対象サイズ12-18Fr



シリコン製なのでラテックスアレルギーの心配がなく、生体適合性に優れたカテーテルです。



内腔が広いので、流量を確保できます。

キット内容

ラテックスアレルギーに配慮されたキット内容



トレイ内容

- ① **ベンザルコニウム塩化物消毒液 0.025%「ヨシダ」**
容量30mLの減菌製剤です。
- ② **手袋**
ニトリルゴム製なのでラテックスアレルギーの心配がありません。
- ③ **綿棒3本**
綿棒をピンセットでつまむ必要が無いので、操作性が高く、簡便に手技ができます。
- ④ **ガーゼ2枚**
サイズは280×160mmと十分な大きさです。
- ⑤ **敷布2枚**
敷布は片面撥水コーティングが施されています。
- ⑥ **滅菌済精製水入りバルーン拡張器**
予め滅菌済精製水が充填されているので準備の手間がいらず、看護業務の効率化が図れます。
- ⑦ **潤滑ゼリー**
扱いやすい水溶性潤滑ゼリーです。カテーテルの挿入性を向上させます。

CONTENTS

オールシリコンフォーリートレイキット (BC液付)

詳細はP04参照▶

2500mL容量のクリニーフォーリー採尿バッグ付のフルキットです。



BC液付



サイズ(コック収納時)
縦約260mm×横約300mm

オールシリコンフォーリートレイキット (ローフロアー)

詳細はP05参照▶

低床ベッドでも使い易いクリニーフォーリー採尿バッグ (ローフロアー) 付のフルキットです。(容量は2000mL)



BC液付



サイズ(コック収納時)
縦約205mm×横約340mm

オールシリコンフォーリートレイキット

詳細はP06参照▶

2500mL容量のクリニーフォーリー採尿バッグ付で、**消毒液なし**のキットです。



消毒液なし



サイズ(コック収納時)
縦約260mm×横約300mm

オールシリコンフォーリートレイキット (精密尿量計付)

詳細はP07参照▶

精密尿量計採尿バッグ付のフルキットです。



BC液付



サイズ(コック収納時)
縦約220mm×横約340mm

オールシリコンフォーリートレイキット (BC液付)

BC液付

刺激性の少ないベンザルコニウム
塩化物消毒液(BC液)
0.025%を採用しました。



NEW オールシリコンフォーリートレイキット (ローフロアー)

BC液付

低床ベッドに最適な
クリニー採尿バッグ(ローフロアー)付の
トレイキットです。



排尿口先端が床に接触しにくい仕様となっています。



弊社従来品より柔らかいインレットチューブを採用しました。



クリニー採尿バッグ



サイズ(コック収納時)
縦約260mm×横約300mm

- 管理しやすい2500mL容量
- 排尿コックを収納することで、低床ベッドにも対応



針が不要なニードルレスサンプルポート



片手で容易に排尿可能なコックハンドル



逆流しにくい層式ドリップチャンバー

キット内容

- ・オールシリコンフォーリーカテーテル
- ・クリニー採尿バッグ
- ・ベンザルコニウム消毒0.025% [ヨシダ]

- ・手袋
- ・ガーゼ2枚
- ・滅菌済精製水入りバルーン拡張器
- ・潤滑ゼリー
- ・綿棒3本
- ・敷布2枚

仕様

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	採尿バッグ容量	バルブカラー	JANコード
800 001 2782	12Fr	5mL	2500mL	○ ホワイト	4542187184525
800 001 2783	14Fr			● グリーン	4542187184532
800 001 2784	16Fr			● オレンジ	4542187184549
800 001 2785	18Fr			● レッド	4542187184556
800 001 2786	12Fr	10mL	2500mL	○ ホワイト	4542187184563
800 001 2787	14Fr			● グリーン	4542187184570
800 001 2788	16Fr			● オレンジ	4542187184587
800 001 2789	18Fr			● レッド	4542187184594
800 001 2790	20Fr	2500mL	2500mL	● イエロー	4542187184600
800 001 2791	22Fr			● バイオレット	4542187184617
800 001 2792	24Fr			● ブルー	4542187184624

カテーテル全長:430mm 包装:10キット / 箱・滅菌済

クリニー採尿バッグ(ローフロアー)



サイズ(コック収納時)
縦約205mm×横約340mm

- 天地幅が短く低床ベッドに使用しても床に触れにくい衛生的に使用できます



当社従来品

クリニー採尿バッグ(ローフロアー)



針が不要なニードルレスサンプルポート



片手で容易に排尿可能なコックハンドル

キット内容

- ・オールシリコンフォーリーカテーテル
- ・クリニー採尿バッグ(ローフロアー)
- ・ベンザルコニウム消毒0.025% [ヨシダ]

- ・手袋
- ・ガーゼ2枚
- ・滅菌済精製水入りバルーン拡張器
- ・潤滑ゼリー
- ・綿棒3本
- ・敷布2枚

仕様

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	採尿バッグ容量	バルブカラー	JANコード
800 001 3318	12Fr	5mL	2000mL	○ ホワイト	4542187189858
800 001 3319	14Fr			● グリーン	4542187189865
800 001 3320	16Fr			● オレンジ	4542187189872
800 001 3321	18Fr			● レッド	4542187189889
800 001 3322	12Fr	10mL	2000mL	○ ホワイト	4542187189896
800 001 3323	14Fr			● グリーン	4542187189902
800 001 3324	16Fr			● オレンジ	4542187189919
800 001 3325	18Fr			● レッド	4542187189926
800 001 3326	20Fr	2500mL	2500mL	● イエロー	4542187189933
800 001 3327	22Fr			● バイオレット	4542187189940
800 001 3328	24Fr			● ブルー	4542187189957

カテーテル全長:430mm 包装:10キット / 箱・滅菌済

オールシリコンフォーリートレイキット

消毒液なしのフォーリートレイキットです。



オールシリコンフォーリートレイキット (精密尿量計バッグ付)

BC液付

低床ベッドに最適な
精密尿量計採尿バッグ付の
フォーリートレイキットです。



クリニー採尿バッグ



サイズ(コック収納時)
縦約260mm×横約300mm

- 管理しやすい2500mL容量
- 排尿コックを収納可能



針が不要なニードルレス
サンプルポート



片手で容易に排尿可能な
コックハンドル



逆流しにくい層式ドリッ
プチャンバー

キット内容

- ・オールシリコンフォーリー
カテーテル
- ・クリニー採尿バッグ

- ・手袋
- ・綿棒3本
- ・ガーゼ2枚
- ・敷布2枚
- ・滅菌済精製水入りバルーン拡張器
- ・潤滑ゼリー

仕様

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	採尿バッグ容量	バルブカラー	JANコード
800 000 7704	12Fr	5mL	2500mL	○ ホワイト	4542187139600
800 000 7705	14Fr			● グリーン	4542187139617
800 000 7706	16Fr			● オレンジ	4542187139624
800 000 7707	18Fr			● レッド	4542187139631
800 001 0808	12Fr	○ ホワイト		4542187165241	
800 001 0809	14Fr	● グリーン		4542187165258	
800 001 0810	16Fr	● オレンジ		4542187165265	
800 001 0811	18Fr	● レッド		4542187165272	
800 000 7708	20Fr	10mL	2500mL	● イエロー	4542187139648
800 000 7709	22Fr			● バイオレット	4542187139655
800 000 7710	24Fr			● ブルー	4542187139662

カテーテル全長:430mm 包装:10キット / 箱・滅菌済

クリニー採尿バッグ(精密尿量計付)



サイズ(コック収納時)
縦約220mm×横約340mm

- 天地幅が短く低床ベッドにも対応
- 350mL+2000mL容量



50mL以下は1mL刻みで
表示



平行に吊り下げ可能な脱
着フック



片手で容易に排尿可能な
コックハンドル

キット内容

- ・オールシリコンフォーリー
カテーテル
- ・クリニー採尿バッグ
- ・ベンザルコニウム消毒0.025%
[ヨシダ]

- ・手袋
- ・綿棒3本
- ・ガーゼ2枚
- ・敷布2枚
- ・滅菌済精製水入りバルーン拡張器
- ・潤滑ゼリー

仕様

品目コード	サイズ呼称	バルーン容量	採尿バッグ容量	バルブカラー	JANコード	
800 001 2793	12Fr	5mL	精密尿量計350mL/ 採尿バッグ2000mL	○ ホワイト	4542187184631	
800 001 2794	14Fr			● グリーン	4542187184648	
800 001 2795	16Fr			● オレンジ	4542187184655	
800 001 2797	12Fr			○ ホワイト	4542187184679	
800 001 2798	14Fr	10mL		精密尿量計350mL/ 採尿バッグ2000mL	● グリーン	4542187184686
800 001 2799	16Fr				● オレンジ	4542187184693
800 001 2800	18Fr				● レッド	4542187184709

カテーテル全長:430mm 包装:5キット / 箱・滅菌済