

規格

ENBDチューブ規格

品目コード	呼称	サイズ	側孔	JANコード
800 000 9670	α 型	5Fr×2500mm	4 穴	4542187153286
800 000 9671	ロングα型			4542187153293
800 000 9672	逆ロングα型			4542187153309
800 000 9673	ビッグテール型			4542187153316
800 000 9674	α 型	6Fr×2500mm	4 穴	4542187153323
800 000 9675	ロングα型			4542187153330
800 000 9676	逆ロングα型			4542187153347
800 000 9677	ビッグテール型			4542187153354
800 000 9678	α 型	7Fr×2500mm	4 穴	4542187153361
800 000 9679	ロングα型			4542187153378
800 000 9680	逆ロングα型			4542187153385
800 000 9681	ビッグテール型			4542187153392

包装：2セット/箱・滅菌済

経鼻チューブ規格

全長	外径	内径
600mm	4.5mm	3.0mm

対応内視鏡チャンネル

サイズ	チャンネル径
5Fr	2.0mm以上
6Fr	2.8mm以上
7Fr	

対応ガイドワイヤー

サイズ	ガイドワイヤー径
5Fr	0.89mm(0.035")
6Fr	
7Fr	0.97mm(0.038")

胆汁・排液バッグ(別売)



● 関連製品

胆汁・排液バッグ(別売) 医療機器届出番号 14B1X00007000012

品目コード	容量	JANコード
800 001 1423	500mL	4542187170962
800 001 1424	1000mL	4542187170979

包装：10枚/箱・滅菌済

- 当社では常に研究開発を行っておりますので、製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。
- ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



