

PTCDキット(内瘻用カテーテル)+バイオマリナーⅡ

使用目的

内瘻用カテーテル：胆管及び胆道狭窄に対する内外瘻術


バイオマリナーⅡ：尿管ステントの操作、PTCD カテーテル交換、腸用カテーテル挿入等

保 険

材料費：請求可

分野名：198ドレナージカテーテル+197
ガイドワイヤー

償還価格：5,700円+1,950円



特長と利点

内瘻用カテーテル：オールシリコーン製で大きく開けられた側孔 10 穴。
専用スタイレット付き。

完全な皮下埋め込み法に有効なストッパーを付属。

バイオマリナーⅡ：Ni-Ti 合金製内芯により、押し込み性、トルク伝達性に優れる。
親水性コーティングが施され、潤滑性のある操作し易いガイドワイヤー。

規 格

PTCD キット（内瘻用カテーテル）+バイオマリナーⅡ

品目コード	内瘻用カテーテル規格		バイオマリナーⅡ規格			
	サイズ呼称	全長	外径	全長	シャフト剛性	先端形状
800 001 1679	8Fr	400mm	0.64mm (0.025")	800mm	スタンダード	アングル
800 001 1680	10Fr		0.89mm (0.035")		ハード	
800 001 1681	12Fr					
800 001 1682	14Fr					
800 001 1683	16Fr					
800 001 1684	18Fr					

包装：各1セット/箱・滅菌済