

CLINY

# クリエートメディック ディスプレイザブル穿刺針

医療機器承認番号 21600BZZ00555000


US対応穿刺針

超音波穿刺針



## 21Gでのエコー画像

超音波画像下で鮮明に針先を写し出します。



CREATE MEDIC CO.,LTD.

## 様々な症例に対応できる穿刺針


①工夫された直進性の高い先端形状。

②目的部位への穿刺が行える鋭いカットの刃先。


③ガイドワイヤーに自由な方向性を与える先端孔。(22Gを除く)

④症例に合わせた豊富なサイズとオプション。  
 穿刺針は、18、19、21、22Gの4サイズ。  
 また、各サイズ対応 G/W もオプションとして取り揃えています。

超音波穿刺針 (先端部分)



US対応穿刺針 (先端部分)



⑤超音波穿刺針には、先端 30mm より 190mm 迄 10mm 間隔で目盛りが付いています。(50mm 間隔で太線入り)

⑥ US 対応穿刺針には、先端 10mm (22G のみ 30mm) より 190mm 迄 10mm 間隔で目盛りが付いています。(50mm 間隔で太線入り)

### ◆クリエートメディック ディスポーザブル穿刺針 (医療機器承認番号 21600BZZ00555000)

	品目コード	サイズ	針基色	針先形状	穿刺針 外径-内径(mm)	固定針 外径-内径(mm)	対応ガイドワイヤー	JAN コード
US 対応 穿刺 針	003 000 0180	18G	シルバー (ステンレス製)		1.26-1.07	(15G) 1.83-1.63	0.89mm (0.035"以下)	4571179347891
	003 000 0190	19G			1.06-0.73	(16G) 1.65-1.45	0.64mm (0.025"以下)	4571179347907
	003 000 0210	21G			0.81-0.51	(18G) 1.26-1.07	0.46mm (0.018"以下)	4571179347914
	003 000 0220	22G			0.71-0.51	(19G) 1.06-0.86	0.46mm (0.018"以下)	4571179347921
超音波 穿刺 針	003 010 0180	18G	ピンク		1.26-1.07	(15G) 1.83-1.63	0.89mm (0.035"以下)	4571179347938
	003 010 0190	19G	ブラウン		1.06-0.73	(16G) 1.65-1.45	0.64mm (0.025"以下)	4571179347945
	003 010 0210	21G	グリーン		0.81-0.54	(18G) 1.26-1.07	0.46mm (0.018"以下)	4571179347952
	003 010 0220	22G	ブラック		0.71-0.54	(19G) 1.06-0.86	0.46mm (0.018"以下)	4571179347969

有効長：穿刺針 200mm (固定針 75mm) / 包装：5本/箱 (1本毎滅菌済)

### ◆クリエートメディック ガイドワイヤー (医療機器承認番号 21600BZZ00554000)

品目コード	外径	長さ	先端形状	種類	JAN コード
011 060 0000	0.46mm (0.018")	800mm	J型 (R3mm)	コア固定式	4571179348089
011 080 0000	0.64mm (0.025")		J型 (R6mm)	テフロンコート・コア固定式	4571179348102
011 100 0000	0.89mm (0.035")		J型 (R6mm)	テフロンコート・コア可動式	4571179348119
011 100 1000	0.89mm (0.035")		J型 (R3mm)	テフロンコート・コア固定式	4571179348096

包装：5本/箱 (1本毎滅菌済)



クリエートメディック株式会社

本社 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-5-25

ホームページ <http://www.createmedic.co.jp>

