

クリニー採尿バッグ

(精密尿量計付)



NEW

ロングタイプを追加

インレットチューブ長は、従来品の1200mmに、1600mmのロングタイプを追加しました。

350mL+2000mL

350mLの精密尿量計と2000mLの採尿バッグがコンパクトに一体化されています。350mL精密尿量計は、余裕を持った時間尿量測定が可能です。

低床ベッド対応

天地幅が短く、床に接触しにくい形状です。排尿口からの汚染リスクを低減し、尿路感染予防にも配慮されています。

クリニー採尿バッグ（精密尿量計付）

低床ベッドにも対応可能としたコンパクトタイプの精密尿量計付採尿バッグです。



精密尿量計350mL / 本体(バッグ全体)2000mL
※50mL以下は1mL刻み

■ 350mL精密尿量計は、余裕を持った時間尿量測定が可能。



ストラップ / 脱着式フック

■ ベッドに確実に留められます。



コックハンドル式排尿口

■ 片手で操作可能。



ベッドシートクリップ

■ スムーズな排尿の為にチューブの弛みをとります。



ニードルレスサンプルポート

■ 新鮮尿の採取が可能。

規 格

■ 容量 精密尿量計350mL / 採尿バッグ2000mL

■ 採尿バッグサイズ 縦220mm × 横340mm

- ニードルレスサンプルポート付
- 脱着可能フック2個、
ベッドシートクリップ1個、
S字フック付ストラップ1本付

NEW ロングタイプ(1600mm)を追加発売いたしました。

製品名	品目コード	規格	インレットチューブ長	JANコード
クリニー採尿バッグ (精密尿量計付)	800 001 3015	—	1200mm	4542187186802
	800 001 4299	ロングタイプ	1600mm	4542187199703

包装：5枚／箱・滅菌済