使いやすさを追求した

物專用設計



ティアレ ロシグフォーリーカテーテル




ラインナップ

サイズ呼称	外径	バルーン容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	650mm	800-001-3467	4542187191356
			850mm	800-001-3469	4542187191370
8Fr	2.7mm	3mL	650mm	800-001-3470	4542187191387
			850mm	800-001-3472	4542187191400
10Fr	3.3mm	3mL	650mm	800-001-6679	4542187223446
			850mm	800-001-6680	4542187223453

5本/箱·EOG滅菌済

☆弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。☆ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。








挿入性を向上させる適度なコシの 親水性スタイレット付き

ストレスなく 抜去しやすい





埋込バルブ バルブが皮膚に直接触れない設計で スキントラブルのリスクを軽減





変換プラグ不要

カテーテルチップ、ルアーチップ、止め栓と 3通りの使い方ができるマルチキャップ付

カテーテルチップ







クリエートメディック株式会社 https://www.createmedic.co.jp

【お問い合わせ先】 動物事業室

東日本 TEL(O29)243-9411

西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp

