


ティアレ フォーリーカテーテル

動物用医療機器届出番号：28動薬第1077号

“動物専用設計” で “先生の使いやすさ” を追求しました。



“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



ティアレ フォーリーカテーテル

製品の特長

○便利な**マルチキャップ**には、
シリンジ接続機能と**止め栓機能**があります。

➢カテーテルチップ、ルアーチップ、
止め栓と3つの使い方が出来ます。



○邪魔にならない**軽量・コンパクトな接続部**



➢当社比 重量比約 50%。長さ比約 55%

○挿入性を向上させる
適度なコシの **スタイレット**付き



○材質は、からだに優しい **シリコーン**製

➢尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます。

製品規格

※2023年6月より価格改定となりました。

希望小売価格：10,750円/箱（1本あたり2,150円）

サイズ 呼称	外径	バルーン 容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	300mm	800-001-4611	4542187202823
8Fr	2.7mm	3mL	300mm	800-001-4612	4542187202830

5本/箱 ・ EOG 滅菌済

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

□ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

