

ティアレ 猫カテーテル（固定板付）

猫導尿用カテーテル

（動物用医療機器届出番号：28 動薬第 1210 号）

ご好評いただいている猫カテーテルに、新たに固定板付きが登場しました。
フラッシング、導尿後の留置に適しています。



- 薄くてやわらかい固定板
 - 先端封止タイプは横穴 2 穴
 - 個体差により選べる長さ 3 タイプ
 - 適度なコシのスタイレット
- （スタイレットは先端封止タイプのみ付属）

“Tierrett”

「ティアレ」とは、

病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



ティアレ 猫カテーテル(固定板付)の特長をご紹介します

特長
1

薄くてやわらかい固定板

やわらかい固定板は、
猫の体にやさしくフィットします




薄くてやわらかい固定板

特長
2

横穴2穴の先端封止タイプ

フラッシングに適した従来の先端開口タイプに加え、先端封止タイプを新たにラインナップ



左:先端開口 右:先端封止

特長
3

猫の個体差にも合わせられる 3種類のチューブ長さタイプ

従来の120mmに加えて、80mm、100mm
をラインナップしました



12種類のラインナップ(サイズ構成参照)

ラインナップ

〈サイズ構成〉

サイズ呼称	先端形状	有効長	品目コード	JANコード	備考	希望小売価格
3Fr 固定板付 チューブ外径 1.10mm	先端開口 タイプ	80mm	800-001-4619	4542187202908	-	3,950 円/箱 (1本あたり 790 円)
		100mm	800-001-4620	4542187202915		
		120mm	800-001-4621	4542187202922		
	先端封止 タイプ	80mm	800-001-4622	4542187202939	側孔2穴 スタイレット付	5,750 円/箱 (1本あたり 1,150 円)
		100mm	800-001-4623	4542187202946		
		120mm	800-001-4624	4542187202953		
4Fr 固定板付 チューブ外径 1.33mm	先端開口 タイプ	80mm	800-001-4625	4542187202960	-	3,950 円/箱 (1本あたり 790 円)
		100mm	800-001-4626	4542187202977		
		120mm	800-001-4627	4542187202984		
	先端封止 タイプ	80mm	800-001-4628	4542187202991	側孔2穴 スタイレット付	5,750 円/箱 (1本あたり 1,150 円)
		100mm	800-001-4629	4542187203004		
		120mm	800-001-4630	4542187203011		

5本/箱・EOG滅菌済



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物事業課 北海道
水戸

TEL(0126)51-1104 FAX(0126)51-1105
TEL(029)243-9411 FAX(029)244-2070
E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp

