

ティアレ ガイドワイヤー

動物用医療機器届出番号：28 動薬第 2112 号

動物専用設計の“親水性ガイドワイヤー”をお求めやすい価格で。

“尿管ステントの留置向け”に開発しました。



◎特長

- ・症例にあわせて選べる2サイズをラインナップ
- ・親水性コートを付与
- ・優れた押込み特性と柔軟性を兼ね備えた Ni-Ti 芯線を採用。

“Tierrett”「ティアレ」は、病気に苦しむ動物達を助けたいとの思いから、

ドイツ語の“Tierrettung”（動物救護）をモチーフにした、
クリエートメディックの動物医療向け製品のブランド名です。



ティアレ ガイドワイヤー

製品特長

I

0.016インチ（2.1Frステント対応）、0.018インチ（2.5Frステント対応）の2サイズをラインナップ

II

優れた押し込み特性と柔軟性を兼ね備えたNi-Ti芯線と親水性コートが挿入性を確保しています。

III

組織の損傷リスクを低減するアングルタイプを採用。

製品規格

※2023年6月より価格改定となりました。

希望小売価格：5,750円

サイズ呼称 (インチ)	外径	先端形状	有効長	品目コード	JANコード	対応ステント
0.016"	外径： 0.41 単位：mm	アングル 形状	600mm	800-001-4718	4542187203899	Tierrett ウロステント 2.1Fr
0.018"	外径： 0.46 単位：mm	アングル 形状	600mm	800-001-4495	4542187201666	Tierrett ウロステント 2.5Fr

1本/箱 ・EOG 滅菌済

□弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

□ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。

併用製品

ティアレ ウロステント（動物用医療機器届出番号：28 動薬第2111号）

サイズ呼称	有効長				
2.1Fr	80mm	100mm	120mm	140mm	160mm
2.5Fr	120mm		140mm		160mm

1本/箱 ・EOG 滅菌



クリエートメディック株式会社

<https://www.createmedic.co.jp>

【お問い合わせ先】 動物医療推進部 北海道 水戸

TEL(0126)51-1104 FAX(0126)51-1105
TEL(029)243-9411 FAX(029)244-2070
E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp



【本社】 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-5-25