


### 大動物用で、持続点滴が可能な輸液チューブです!



### 製品規格

落下方式	公称滴数	主な仕様		
自然落下式		コイルチューブ長さ	収縮時:280mm / 伸長時:3500mm	
		導管チューブ長さ	1200mm(含む、混注ポート)	
	1 m L	チューブ径	コイルチューブ:内径 4.0mm/ 導管チューブ:内径 4.0mm	
	≑20 滴		排液ロキャップ、保護キャップ(スパイク針、ルアーコネクタ)	
		付属品	固定用タイラップ	
			※本品に静脈留置針等は付属しておりません。	
品目コード	800-001-5064		JAN ⊐− F	4542187207163
				4042101201100

5本/箱·EOG 滅菌済

- ☆本品にはポリ塩化ビニルを使用しております。☆弊社は常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。☆ご使用にあたっては、必ず添付文書をご一読ください。



# 動物用輸液セットの特



## 特長」 大流量が可能な太径チューブ

内径 4.0mm の太径チューブにより、大流量が可能です。 また、伸縮自在なコイルチューブにより、 患畜の一定の動きに対応します。



## 中身が見やすい点滴筒

大きく中身が見やすい点滴筒は排液口がついています。 また、寒暖差に影響されにくい柔軟な材質です。









クリエートメディック株式会社 https://www.createmedic.co.jp

【お問い合わせ先】 動物事業室

東日本 TEL(029)243-9411

西日本 TEL(080)4943-3925

FAX(029)387-2662

E-mail: oem-infoch@createmedic.co.jp

